

SGABELLO IGIENICO PER DOCCIA CON BRACCIOLI *Ref. AB-217*



Descrizione

Sgabello igienico per doccia regolabile in altezza. Seduta ergonomica, vaso anteriore per facilitare l'igiene intima, con braccioli e scarichi per facilitare il deflusso dell'acqua. Struttura in alluminio anodizzato con puntali in gomma antiscivolo.

Destinazione d'uso

Ausilio per la cura e l'igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Identificazione prodotto


Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y093303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1402891/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Codice Nomenclatore Tariffario	n/d	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997AUSILIBAGNOSS
--------------	------------------------

Codice Ref.	UDI-DI
AB-217	8052679977048

Ingombri



Caratteristiche Tecniche

Dimensioni seduta	50 x 30 cm
Regolazione altezza	da 39 a 54 cm
Materiale	Struttura di supporto in Alluminio anodizzato, Sedile : 70% Polipropilene, 30% Fibra di vetro Puntali in gomma antiscivolo.
Peso	1,5 kg
Portata	150 kg

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta dei puntali in gomma. In caso di eccessivo deterioramento recedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-204	Sgabello igienico per doccia	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori a richiesta

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AB-50CB	Cuscino morbido antibatterico colore Azzurro	1 pz
AB-50CG	Cuscino morbido antibatterico colore Grigio	1 pz

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	21/10/2021	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo.
1.1	27/09/2022	Aggiornamento dati portata

