

STABILIZZATORE-DEAMBULATORE mod. BURE Ortho

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: GATE REHAB DEVELOPMENT, Industrigatan 2 – SE-330 21 Reftele

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: Stabilizzatore – deambulatore Mod.

BURE Ortho

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1280337/R

Rif. Cod. Min. ISO 03.78.09.003 – 12.18.27.115

Cod. 900120 / Ref. 56-317T

Dispositivo medico realizzato per consentire all'utente di assumere la postura eretta e di trasferirsi in ambienti interni o in piena autonomia, in massima sicurezza, con e/o senza assistenza di un operatore sanitario.

Prodotto concepito e realizzato per reparti di Ortopedia e di Riabilitazione Ospedaliera, per situazioni in cui gli utenti necessitano di maggior spazio sia per gli arti inferiori ingessati o con le articolazioni bloccate, che per girare.

La verticalizzazione avviene elettricamente mediante motore alimentato da batterie ricaricabili, con comando a pulsantiera.

Varie regolazioni consentono di adattare l'ausilio alle caratteristiche morfologiche del soggetto, in particolare all'altezza, grazie al sistema servo assistito.

Il BURE ORTHO è uno speciale deambulatore progettato per agevolare l'attività motoria finalizzata alla riabilitazione.

Caratteristiche tecniche

Costruito in acciaio verniciato epossidico e/o alluminio anodizzato ad alta resistenza, appoggio antibrachiale imbottito, inclinato rispetto alle spalle. Dispone di un appoggio per l'arto inferiore ingessato.

Possibilità di applicare una serie di accessori (dispositivo frenante manuale su singola o su entrambe le maniglie - asta porta flebo - supporto laterale di contenimento delle braccia - dispositivo porta bombola di ossigeno - cestino porta oggetti – ruote con blocco direzionale - pedana in acciaio o in alluminio) che ne facilitano l'uso.

Tutti i componenti elettrici rispondono alla normativa di protezione IP66, adatti all'uso in ambienti umidi.

- Larghezza cm 78
- Regolazione in altezza da cm 90 a cm 130
- Appoggi antibrachiali regolabili da cm 25 a cm 50
- Lunghezza cm 80



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

- Munito di N. 4 ruote, tutte con dispositivo frenante, da mm 125
- Peso massimo utente Kg. 150

Dispositivo di Classe I MDD 93/42/EEC/ verificato ed approvato sec. EN-11199-3/2005

