



SCHEDA TECNICA

RAMPE PORTATILI E PIEGHEVOLI MOD. 692

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

RIF. CODICE ISO: 18.30.15.003

REPERTORIO DM SSN – 2512039/R

DESCRIZIONE: Rampe portatili e pieghevoli mod. 692

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Lunghezza totale cm.180
- Lunghezza ripiegata cm.92
- Larghezza per rampa singola con superficie antiscivolo cm.37
- Altezza della protezione anticaduta cm.5
- Peso: kg. 9 per singolo pezzo
- Portata massima: kg.150 per singolo pezzo
- Alluminio
- Parti in plastica

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: PAIO 1

CONFORMITÀ: Le rampe mod. 692 sono state sottoposte a test e controlli di qualità e sono conformi alle normative vigenti in materia.

Sono state classificate come Dispositivo di Classe I e vengono fabbricate secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 21856 (ex EN 12182) e sono marchiate CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Le rampe mod. 692 sono garantite per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

