



SCHEDA TECNICA

SEGGIOLONE A CONFIGURAZIONE FISSA MOD. BAYO

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Seggiolone a configurazione fissa indicato per consentire o facilitare lo svolgimento di determinate attività basilari, proprie dell'infanzia, senza che l'utente debba essere sostenuto da assistenti, in situazioni che non richiedono un complesso supporto posturale, ma nelle quali è comunque necessario un adeguato contenimento.

CODICE ISO: 18.09.21.003 (ex 12.09.18.012 – 12.09.18.202 – 12.09.18.205
12.09.18.208 – 12.09.18.211x2 – 12.09.18.223 – 12.09.18.217 – 12.09.18.232)

REPERTORIO DM SSN Nr: 2101578/R

MISURE: Il seggiolone Bayo è disponibile nelle misure di sedile da cm 32 – 40.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza sedile cm. 32 - 40
- Lunghezza totale cm. 84
- Larghezza totale cm. 49 per Bayo 32 – cm. 56 per Bayo 40
- Profondità sedile da cm. 28 a cm. 34 per Bayo 32 – da cm. 36 a cm. 41 per Bayo 40
- Altezza totale cm. 103 per Bayo 32 - cm. 127 per Bayo 40
- Altezza sedile da terra da cm. 47 a cm. 61
- Schienale reclinabile imbottito soft
- Sedile basculante imbottito soft
- Braccioli regolabili in varie posizioni, altezze e profondità.
- Profondità del sedile regolabile da cm. 28 a cm. 34 per Bayo 32 e da cm. 36 a cm. 41 per Bayo 40
- Colore telaio grigio C29
- Colore rivestimento bicolore arancio/nero.
- Portata massima: Kg 35 per Bayo 32 e kg. 50 per Bayo 40.
- Peso dell'ausilio: Kg 19,5 per Bayo 32 e kg. 25 per Bayo 40

MATERIALE: Telaio in acciaio e rivestimento imbottito soft.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il seggiolone mod. BAYO è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

Il passeggino è stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE. L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

GARANZIA: Il seggiolone modello BAYO è garantito per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

