













# EZ1

In ogni momento la posizione  
ideale ed il massimo comfort



# Caratteristiche tecniche della EZ1

 larghezza totale	 larghezza sedile	 altezza bracciolo	 altezza sedile	 altezza totale	 lunghezza totale	 profondità sedile	 altezza schienale	 angolo sedile	 angolo schienale	 angolo appoggiamambe	 peso
60	39										
63	42										
66	45										
69	48	19-29	49-62	102	118,5	43-52	50-60	-5°/+15°	30°	19°/113°	max.150
72	51										
75	54										
78	57										

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5 cm e 1,5 kg)


## Caratteristiche




appoggiatesta regolabile in tutte le direzioni



braccioli estraibili e regolabili in altezza, sedile regolabile in profondità



pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza



## Optionals



pelotte di spinta laterali e tavolo



modello T30 da transito



## Reatime s.r.l.

Via Torino 5  
20039 Varedo (MI)  
Italia

Tél.: (0039) 0362 55 49 50  
Fax: (0039) 0362 54 30 91

Visitate anche il nostro sito Internet: [www.reatime.it](http://www.reatime.it)



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.

