



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO EZ-1

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Sistema posturale modulare con telaio regolabile in larghezza, schienale reclinabile e sedile basculante. Il rivestimento in PU soft garantisce un ottimo comfort alla persona.

CODICE ISO: 12.27.04.003

(ex18.09.39.006/18.09.39.103/18.09.39.021/18.09.39.027/18.09.39.036/18.09.39.133)

REPERTORIO DM SSN Nr: 387259/R

MISURE: La carrozzina EZ-1 è disponibile nelle misure di sedile da cm 39 – 42 – 45 – 48 – 51 – 54 – 57.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: disponibile nella versione da transito con ruote da 12" (mm 300) o con ruote da 24" estraibili.

- Schienale a forma anatomica reclinabile a 30°
- Sedile basculante da -2° a +15°
- Braccioli estraibili e regolabili in altezza da cm 18 a cm 28.
- Regolazione della profondità del sedile da cm. 40 a cm. 46
- Appoggiatesta regolabile in più posizioni.
- Ruote anteriori 200x50 kripton (piene soft).
- Ruote posteriori 22 x 1 3/8 kripton (piene soft) in alternativa ruote da transito da 12" (mm 300) kripton (piene soft).
- Pedane regolabili ed elevabili, appoggia polpaccio girevole, piatto pedana ribaltabile.
- Colori disponibili: telaio grigio rivestimento grigio PU soft in materiale lavabile.
- Portata massima: Kg 150.

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in PU soft.

ACCESSORI PER DETTA:

- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta per il tronco L04/B.
- Tavolino B12
- Pedana unica mod. BZ10 (solo per misure sedile cm. 39 – 42 – 45)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. EZ1 è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il sedile e lo schienale sono stati testati secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina EZ-1 è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

