

Timix

Carrozzina elettronica

- Sospensione completa su tutte le ruote
- Asse di stabilità che garantisce il contatto di tutte e quattro le ruote col suolo in particolare su terreni irregolari fino a 90 mm
 - Leve di rilascio del motore completamente integrate
 - Profondità del sedile regolabile
- Controller oscillante verso l'interno e verso l'esterno
- Braccioli multifunzionali regolabili, ribaltabili e rimovibili



VERMEIREN
we care for you

Prestazioni e comfort

La TIMIX consente manovre più precise negli spazi interni e supera meglio gli ostacoli come quando si entra in un negozio di alimentari.

La TIMIX è semplice da utilizzare, e personalizzabile in base alle esigenze individuali e consente facili trasferimenti a letto, bagno, toilette, auto ecc...



Caratteristiche



Asse di stabilità che garantisce il contatto di tutte e quattro le ruote col suolo



Ruote anteriori tassellate grandi garantiscono una tenuta migliore su superfici esterne



Braccioli multifunzionali regolabili, ribaltabili ed estraibili

Dati tecnici

■ Larghezza totale	640 - 660 mm
■ Altezza totale	1065 mm
■ Lunghezza totale	1270 - 1292 - 1315 mm
■ Altezza sedile	490 - 540 mm
■ Larghezza sedile	400 - 450 - 500 mm
■ Profondità sedile	420 - 520 mm

■ Batterie / Motore	2x12V/80Ah/220W o 2x12V/80Ah350W
■ Velocità*	6 km/h o 10 km/h o 14 km/h
■ Autonomia*	39 - 63 km
■ Peso	125 kg
■ Portata massima	130 kg
■ Informazioni aggiuntive	Ⓢ Ⓜ

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%).
Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg).
Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.

Prodotti pensati per te

Il nostro principio fondamentale è semplice: la tua carrozzina deve essere adattata a te, non viceversa. Ecco perché le nostre carrozzine sono evolutive e forniscono una risposta adeguata alle esigenze specifiche.

Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati, hanno numerose opzioni e possono essere completamente personalizzati in modo che ci sia un modello per ogni persona. Questo è il risultato della nostra continua ricerca ed esperienza dal 1957.

Qualità garantita

Per quanto riguarda la qualità, il **Timix** è conforme alle norme più elevate, stabilite da enti certificati di fama mondiale.

Colori



Offriamo più di 32 colori diversi.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito web.

VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12
20045 Lainate (MI)
Italia

www.vermeiren.it
info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete contattare il rivenditore più vicino a voi.

VERMEIREN
we care for you