

## SCHEDA TECNICA N° 124

**NOME PRODOTTO** FOLDABLE S19 DELUXE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Scooter pieghevole leggero e pratico da trasportare.  
Si puo' richiudere in pochi semplici gesti per ridurre sia l'ingombro e poterlo riporre in casa.  
Sedile dotato di braccioli regolabili in altezza e abbattibili.  
Sedile smontabile con regolazione di altezza del piantone dello sterzo.  
Impianto luci anteriori e posteriori di serie.

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

1428R2152 - Scooter Foldable S19 Deluxe

79094017

**DESCRIZIONE**

FOLDABLE S19 DELUXE

Borsa Portaoggetti Posteriore

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG.  
TAIWAN R.O.C.408

**MANDATARIO**

Eurom-service ldt.  
Helmholtzstr. 2-9  
D-10587 Berlin,  
Germany

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	ROSSO
<b>Dimensioni</b>	Ingombro larghezza: 49 cm Profondità totale: 97 cm Altezza sedile da terra: 58,5 cm Altezza sedile- pedana: 37 cm Altezza pedana terra: 19 cm Larghezza seduta: 40 cm Velocità massima: 8 km/h Pendenza massima: 3° Autonomia: 24 km Ruote anteriori: doppia 200mm x50 pneumatica Ruote posteriori: 2.80 - 2-50
<b>Peso</b>	26 KG
<b>Portata massima</b>	115 KG
<b>Alimentazione Elettrica</b>	Batterie: Litio 24V 14,5 Ah Motore: 4 poli 270W Centralina: Dynamic 70A
<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio