

# SCOOTER VITA S23



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scooter dalla linea moderna ed elegante.  
 4 Ruote pneumatiche con cerchi in lega  
 Piantone dello sterzo regolabile in inclinazione  
 Sedile reclinabile e ruotabile, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza  
 Braccioli ribaltabili  
 2 Specchietti retrovisori  
 Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori  
 Clacson e cicalino di avviso retromarcia  
 Doppia sospensione anteriore e ammortizzatore posteriore  
 Display di bordo con comandi, regolatore di velocità e informazioni su batteria  
 Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione
14372269	SCOOTER VITA LITE S23 ROSSO C/BATTERIE

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Heartway Medicaï Products Co., Ltd No.18, Jingke Centrai 1st Rd., Nantun Dist Taichung City 40852,Taiwan Taichung Taiwan - R.O.C.408
<b>MANDATARIO</b>	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague The Netherlands

## DATI REGOLATORI

# SCOOTER VITA S23

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	ROSSO
<b>Dimensioni</b>	<p>Ingombro larghezza: 66 cm                  Profondità totale: 137 cm                  Altezza sedile da terra: 57,6 cm                  Altezza sedile- pedana: 50 cm                  Altezza pedana terra: 7,6 cm                  Larghezza seduta: 46 cm                  Velocità massima: 12 km/h                  Pendenza massima: 10°                  Autonomia: 45 km <sup>1</sup>                  Ruote anteriori: 312x100 mm                  Ruote posteriori: 312x100 mm</p> <p><sup>1</sup> L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta</p>
<b>Peso</b>	<p>87 Kg senza batterie                  117 Kg con batterie</p>
<b>Portata massima</b>	160 Kg
<b>Alimentazione Elettrica</b>	<p>Batterie: 2 da 50 Ah                  Motore: 4 Poli - potenza massima 836W                  Centralina: Rhino2-90A</p>

## ACCESSORI E RICAMBI

94018036 Cestino posteriore
cod. 79094013 Borsa posteriore
94018058 Borsa portabastone
94219001 Cestino anteriore
SPFCFS001 Cappottina pieghevole Scooterpac
94088010 Portastampelle
S37-005-00800 Portabastone