

CARROZZINA SHAPE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina da autospinta, doppia crociera, studiata appositamente per passaggi stretti grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta
 Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato
 Braccioli desk, estraibili e ribaltabili
 Appoggiamambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
 Rivestimento in Nylon lavabile

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15600016	CARROZZINA SHAPE 16"/ 40 cm	2223433	Y122106
15600017	CARROZZINA SHAPE 17"/ 43 cm	2223437	Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

CARROZZINA SHAPE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/43 cm Ingombro massimo: +11 cm Ingombro da chiusa: 30 cm Profondità seduta: 40 cm Profondità totale: 100 cm - 103 cm Profondità senza pedane: 73 cm Distanza seduta-pedana: 43 cm - 53 cm Altezza schienale: 40 cm Altezza posteriore seduta: 55 cm Altezza anteriore seduta: 56 cm Altezza bracciolo: 22 cm Altezza Tot: 97 cm
Peso	18 Kg
Portata massima	100 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

15991000 Tavolino universale

159940XX Poggiatesta

5301 Cintura pettorale

5303 Cintura pettorale a corpetto

5304 Cintura pettorale a scudo