

# CARROZZINA ELETTRONICA FIREFLY



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina elettrica pieghevole con telaio a crociera dotata di pedane poggipiedi completamente ribaltabili verso l'alto per ridurre al minimo l'ingombro in profondità e di meccanismo di sgancio dei motori che consente di spingere la carrozzina senza alcuna resistenza come se si trattasse di un modello manuale. Disponibile sia in versione transito che autospinta.

- Misure e peso ridotto per garantire la massima trasportabilità
- Meccanismo di chiusura incredibilmente semplice, a crociera
- Design minimale per ridurre peso e ingombri
- Joystick destro o sinistro
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Ruote anteriori (8") e posteriori (22") pneumatiche
- Meccanismo di sgancio dei motori che consente di spingere la carrozzina senza alcuna resistenza come se si trattasse di un modello manuale
- Presa USB che consente di caricare lo smartphone

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
18000010	CARR. ELETTRICA PIEGHEVOLE A CROCIERA FIREFLY	2520889	Y122127

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Via Dione Cassio 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI



# CARROZZINA ELETTRONICA FIREFLY

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	ARGENTO/NERO
<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta 43 cm Profondità seduta 43 cm Ingombro massimo 68 cm Altezza posteriore seduta 44 cm Altezza anteriore seduta 46 cm Altezza totale 91 cm Pendenza affrontabile 6° Velocità massima 6 Km/h Autonomia 16 Km Altezza schienale 40 cm
<b>Peso</b>	29 Kg
<b>Portata massima</b>	100 Kg