

# CARROZZINA ELETTRONICA DRAGONFLY SLIM



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina elettrica pieghevole, estremamente leggera e facile da gestire.

- Misure e peso ridotto per garantire la massima trasportabilità
- Meccanismo di chiusura incredibilmente semplice
- Design minimale per ridurre peso e ingombri
- Joystick destro o sinistro
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Pedana richiudibile
- Ruote anteriori e posteriori pneumatiche
- Porta USB che consente il caricamento dello smartphone
- Luce anteriore
- Ingombro da chiusa: 70x58x56 cm

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
18000040	CARR. ELETTRICA PIEGHEVOLE DRAGONFLY SLIM	2520898	Y122127

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Via Dione Cassio 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

**CARROZZINA ELETTRONICA DRAGONFLY SLIM****SPECIFICHE TECNICHE**

<b>Colore</b>	ARGENTO/NERO
<b>Dimensioni</b>	Larghezza seduta: 42 cm Profondità seduta: 43 cm Ingombro massimo: 56 cm Altezza posteriore seduta: 44 cm Altezza anteriore seduta: 46 cm Altezza totale: 90 cm Pendenza affrontabile: 6° Velocità massima: 6 Km/h Autonomia: 16 Km Altezza schienale: 40 cm
<b>Peso</b>	21 Kg
<b>Portata massima</b>	100 Kg