

SCHEMA TECNICA

WI_ST 7011_SOLLEVATORE DA VASCA KANJO SILVER LINE

NOME PRODOTTO SOLLEVATORE DA VASCA KANJO SILVER LINE

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Sollevatore da vasca compatto ed elegante, con rivestimento antibatterico.

- Due alette poste lateralmente al sedile, facilitano le manovre di trasferimento entrata/ uscita dalla vasca da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto negli spazi più piccoli
- 4 Ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
912300	SOLLEVATORE DA VASCA KANJO SILVER LINE BD/RDM: 1671666 CND: Y123615

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Eureha GmbH
Rehabilitationstechnik
Zeppelinstraße 10
D-88353 Kisslegg
Germania

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	Seduta: 51 x 71 cm (con alette) Altezza seduta: regolabile da 6,5 cm a 45,5 cm Profondità totale: 69 - 90 cm Altezza totale: 110 cm Inclinazione massima: 40° (3° per secondo)
-------------------	--

Portata massima	140 kg
------------------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. 500210 - Disco di trasferimento

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio